

HYDRAFACIAL MD® ACNE

Протокол по лечению акне

Противопоказание – нарушение целостности кожи в зоне процедуры (герпес, гнойные акне).

Шаг 1. Демакияж

Длительность: 2 минуты

При помощи очищающего геля [Activ™ Cleanser](#) (расход: 2 мл) производим тщательное очищение лица - удаляем загрязнения и подготавливаем лицо и возможно шею.

Характер движений: классический

Шаг 2. Эксфолиация

Длительность 6-10 минут

Этап может начинаться алмазной микродермабразией с насадками различной степени абразивности для максимального выравнивания рельефа кожи. Особенно актуально для жирной, пористой кожи, при комедонной форме акне, широких порах и постакне.

После микродермабразии следует приступить к эксфолиации с использованием сыворотки.

При помощи классической синей насадки и сыворотки [Activ-4™](#) (расход: 8 мл) выполняем эксфолиацию, убираем роговой слой и поверхностные дефекты. Происходит обновление эпидермиса, отшелушивание, разрыхление рогового слоя и подготовка кожи к более глубокому очищению. Во время этапа происходит очищение и увлажнение кожи.

Характер движений: от шеи или подбородка вверх, движения быстрые, длинные, скользящие внахлест (перекрытие до 40%).

Параметры вакуума: от 6 до 16

Подача сыворотки: 25-35%

Шаг 3. Кислотный пилинг

Длительность: 2 минуты

Ампульный пилинг HydraFacial MD® наносится при помощи бирюзовой насадки для экстракции.

На этапе используется один из пилингов: [GlySal™ Prep 7,5%](#), [GlySal™ Peel 15%](#) или [GlySal™ Peel MD 30%](#) - в зависимости от задачи.

При первой процедуре используем пилинг GlySal™ Prep 7,5%, а в дальнейших - GlySal™ Peel 15%.

Во время этапа происходит увлажнение и отшелушивание. Использование пилинга также способствует увеличению глубины проникновения сывороток и бустеров, которые

применяются во время процедуры.

Пилинг помогает разрыхлить комедоны и подготовить кожу к дальнейшему этапу экстракции. Кроме того, пилингом можно точечно воздействовать на гнойнички для их прижигания.

Характер движений: движения быстрые, отрывистые, морозящие.

Параметры вакуума: от 16 до 18

Подача сыворотки: 35-40%

Шаг 4. Экстракция

Длительность: от 10 до 30 минут

Насадка для экстракции – бирюзовая. Во время этапа используется сыворотка [Beta-HD™](#) (расход от 5 до 10 мл), которая является идеальной для жирной, склонной к акне кожи, так как обладает себорегулирующим, противовоспалительным и антибактериальным действием. На этом этапе мы тщательно очищаем поры, проводим экстракцию комедонов.

Характер движений: движения медленные, пунктирные, зигзагообразные, спиральные, внахлест.

Параметры вакуума: от 16 до 25 (35 при очень плотной коже)

Подача сыворотки: 5-15%.

Пилинг GlySal™ Prep 7,5% можем оставлять на коже не смывая.

Пилинг GlySal™ Peel 15% необходимо смыть.

Шаг 5. Гидратация

Длительность: 5 минут

На этапе используется прозрачная насадка и сыворотка [Antiox-6™](#) или [Antiox+™](#), благодаря которым происходит глубокое увлажнение.

Характер движений: движения быстрые, отрывистые, морозящие.

Параметры вакуума: от 16 до 18

Подача сыворотки: 35-40%

Шаг 6. Завершение и защита

Длительность: 2 минуты

В завершение ухода нанесите на лицо увлажняющий крем [PurMoist™ Oil-Free](#) или [UV Smart® Daily SPF 40](#) и легкими массажными движениями вбейте крем в кожу.

Характер движений: легкие, массажные

Общее время процедуры: до 60 минут